



# Fique Sabendo

## Especial IPI

Indicado para reabilitação temporária do paciente através da retenção da prótese parcial ou total, durante o tempo de osseointegração dos implantes definitivos. O Implante Provisório Imediato (IPI) da PecLab possui algumas vantagens e benefícios diferenciados, que podem ser usados em todos os pacientes. Quais são as características que fazem do produto um dos mais procurados?

Uma característica importante do IPI da PecLab é o fato dele ser um implante provisório mais fino, capaz de ser introduzido com facilidade em pequenas espessuras corticais e entre dentes com apenas a pré-perfuração da broca de diâmetro 1,5mm. Ele possui duas variedades de cápsula, a O'ring, que é para prótese removível e a de Cimentação, que é para prótese fixa. Ele é auto-rosqueável e possui corpo cônico com as espiras superiores altamente cortantes, o que lhe confere alta estabilidade primária. Permite também uma angulação de até 20°, após sua instalação, para compensar possível inclinação na inserção. Em alguns casos, o IPI de cápsula cimentada pode ser usado em situação definitiva em prótese múltipla cimentada, em especial em pacientes da 3ª idade com pequena espessura óssea residual.