



Fique Sabendo

Roscas utilizadas nos implantes dentários

As roscas utilizadas nos implantes dentários possuem tipos, formatos e capacidades de cortes diferenciados. Qual a diferença entre a Rosca Auto-Rosqueável ou Auto-Atarrachante e a Rosca Auto-Perfurante?

Basicamente, a Rosca Auto-Rosqueável necessita de perfuração prévia para a sua inserção, já a Auto-Perfurante promove a sua inserção por meio de sua ponta ativa e dos filetes muito cortantes, podendo dispensar a perfuração prévia. As roscas dos implantes osseointegráveis, geralmente, são do tipo auto-rosqueáveis, enquanto as dos mini-implantes ortodônticos produzidos pela PecLab são do tipo auto-perfurantes, não necessitando de pré-perfuração para a sua inserção.